

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	21/03/2024
	Dernière Mise à jour :	31/10/2025
	Version :	2

iSample	FLACON CAREE 150 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE BOUCHON BLEU
Référence	GF40150BE
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 60*63 mm Hauteur 73 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Non inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + BLEU PE 13244B)
Conditionnement	420 /carton
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GF40150BE

janvier 26