

	<b>FICHE TECHNIQUE</b>	
	Date de création :	<b>21/03/2024</b>
	Dernière Mise à jour :	<b>31/10/2025</b>
	Version :	<b>2</b>

	<b>FLACON CAREE 250 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE BOUCHON BLEU</b>
<b>Référence</b>	<b>GF40250BE</b>
<b>Matière</b>	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
<b>Dimensions</b>	Base 65*63 mm Hauteur 101 mm
<b>Type de fermeture</b>	Auto-jointante, Non inviolable
<b>Diamètre d'ouverture</b>	50 mm
<b>Matière bouchon</b>	Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + BLEU PE 13244B )
<b>Conditionnement</b>	288 /carton
<b>Traçabilité</b>	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GF40250BE

janvier 26