

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	20/03/2024
	Dernière Mise à jour :	06/01/2026
	Version :	3

	FLACON CAREE 2000 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE BOUCHON ROUGE
Référence	GF42000RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 109*97 mm Hauteur 247 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Non inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE13001R)
Conditionnement	48 /carton
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GF42000RG janvier 26