

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	19/01/2026
	Dernière Mise à jour :	19/01/2026
	Version :	1

iSample	FLACON CAREE 500 ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE CAPE PRE-VISSEE	
Référence	GFP0501RG	
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)	
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm	
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R)	
Conditionnement	150 /carton	
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFP0500RG

janvier 26