

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	15/11/2021
	Dernière Mise à jour :	06/11/2025
	Version :	2

iSample	FLACON CARREE 150ML STERILE A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE ROUGE	
Référence	GFS0150RG	
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)	
Dimensions	Base 60*63 mm Hauteur 73 mm	
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Matière bouchon	Polyéthylène ROUGE Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HDPE KT 1000 VE + RED PE 13001 R)	
Conditionnement	420/carton	
Sterilisation	Par irradiation	
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFS0150RG

novembre 25