

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	15/11/2021 06/11/2025 2

	FLACON CARREE 500ML STERILE A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE ROUGE
Référence	GFS0500RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène ROUGE Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HDPE KT 1000 VE + RED PE 13001 R)
Conditionnement	180/carton
Sterilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFS0500RG

novembre 25