

FLACON CAREE 1000 ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE

Référence	GFS1000BE
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 94*76 mm Hauteur 192 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + BLEU PE 13244B)
Conditionnement	96/carton
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.