
	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	21/03/2024 16/12/2025 2

	FLACON CAREE 500 ML A LARGE OUVERTURE NON INVOLABLE BOUCHON ROUGE STERILE
Référence	GFS40500RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Non inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	180 /carton
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFS40500RG

janvier 26