

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	20/03/2024
	Dernière Mise à jour :	06/11/2025
	Version :	2

	FLACON CAREE 150ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIODULFATE DE SODIUM 120 MG/L
Référence	GFT01502RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)
Dimensions	Base 60*63 mm Hauteur 73 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R)
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 120 mg par litre soit 18 mg minimum dans 150 ml
Conditionnement	420/carton
Stérilisation	Stérilisation par ionisation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.