

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	21/04/2022
	Dernière Mise à jour :	06/11/2025
	Version :	2

iSample	FLACON CAREE 1000ML A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIODULFATE DE SODIUM 20 MG/L	
Référence	GFT10001RG	
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)	
Dimensions	Base 76*95 mm Hauteur 189 mm	
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable	
Diamètre d'ouverture	50 mm	
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R)	
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 20 mg minimum dans 1000 ml	
Conditionnement	96/carton	
Stérilisation	Stérilisation par ionisation	
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de stérilisation*	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFT10001RG

novembre 25