

|         |                        |                   |
|---------|------------------------|-------------------|
| iSample | <b>FICHE TECHNIQUE</b> |                   |
|         | Date de création :     | <b>21/04/2022</b> |
|         | Dernière Mise à jour : | <b>06/11/2025</b> |
|         | Version :              | 2                 |

|                                                                                  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| iSample                                                                          | <b>FLACON CAREE 1000ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE<br/>AVEC THIODULFATE DE SODIUM 120 MG/L</b>                          |  |
|                                                                                  |                                                                                                                           |  |
| <b>Référence</b>                                                                 | <b>GFT10002RG</b>                                                                                                         |  |
| <b>Matière</b>                                                                   | Polyéthylène<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HHM 5502 BN MARLEX)                                 |  |
| <b>Dimensions</b>                                                                | Base 76*95 mm<br>Hauteur 189 mm                                                                                           |  |
| <b>Type de fermeture</b>                                                         | Auto-jointante, Inviolable                                                                                                |  |
| <b>Diamètre d'ouverture</b>                                                      | 50 mm                                                                                                                     |  |
| <b>Matière bouchon</b>                                                           | Polyéthylène rouge<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000 + LD 1070MN18C + ROUGE PE 13001R ) |  |
| <b>Concentration</b>                                                             | Solution de thiosulfate de sodium à 120 mg par litre soit 120 mg minimum dans 1L                                          |  |
| <b>Conditionnement</b>                                                           | 96/carton                                                                                                                 |  |
| <b>Stérilisation</b>                                                             | Stérilisation par ionisation                                                                                              |  |
| <b>Durée de vie pour la version stérile</b><br>(*conditions idéales de stockage) | 3 ans date de stérilisation*                                                                                              |  |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GFT10002RG

novembre 25