

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	21/04/2022
	Dernière Mise à jour :	06/11/2025
	Version :	2

	FLACON CAREE 5L A LARGE OUVERTURE INVOLABLE AVEC THIODULFATE DE SODIUM 20 MG/L
Référence	GFT50001RG
Matière	Polyéthylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 128*189 mm Hauteur 189 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	40 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 100 mg minimum dans 5l
Conditionnement	17/carton
Stérilisation	Stérilisation par ionisation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GFT50001RG

novembre 25