

PIPETTE SEROLOGIQUE
1 ML

Marque iSample

Référence	GI00101
Volume (précision)	1 ML (± 3 % remplissage total)
Longueur	270.8 mm
Graduations	1/100 graduation positive et négative
Matériel	100 % Polystyrène vierge
Code couleur	Jaune
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 1000
Stérilisation	Par irradiation
Détails	Non Pyrogénique, DNase et RNase free
Durée de vie	5 ans (date de fabrication)

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.