

# PIPETTE SEROLOGIQUE

## 5 ML

Marque iSample

<b>Référence</b>	<b>GI00501</b>
<b>Volume (précision)</b>	5ML ( $\pm 3\%$ remplissage total)
<b>Longueur</b>	338 mm
<b>Graduations</b>	1/100 graduation positive et négative
<b>Matériel</b>	100 % Polystyrène vierge
<b>Code couleur</b>	Bleu
<b>Conditionnement</b>	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 200
<b>Stérilisation</b>	Par irradiation
<b>Détails</b>	Non Pyrogénique, DNase et RNase free
<b>Durée de vie</b>	5 ans (date de fabrication)

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*