

PIPETTE SEROLOGIQUE  
25 ML

Marque iSample

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Référence          | GI02501                                                             |
| Volume (précision) | 25ML (± 3 % remplissage total)                                      |
| Longueur           | 341.8 mm                                                            |
| Graduations        | 1/100 graduation positive et négative                               |
| Matériel           | 100 % Polystyrène vierge                                            |
| Code couleur       | Rouge                                                               |
| Conditionnement    | Sachet unitaire pelable stérile<br>Papier/plastique<br>Boite de 200 |
| Stérilisation      | Par irradiation                                                     |
| Détails            | Non Pyrogénique, DNase et RNase free                                |
| Durée de vie       | 5 ans (date de fabrication)                                         |

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.