

PIPETTE SEROLOGIQUE
50 ML

Marque iSample

Référence	GI05001
Volume (précision)	50ML (± 3 % remplissage total)
Longueur	366 mm
Graduations	1/100 graduation positive et négative
Matériel	100 % Polystyrène vierge
Code couleur	Violet
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 100
Stérilisation	Par irradiation
Détails	Non Pyrogénique, DNase et RNase free
Durée de vie	5 ans (date de fabrication)

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.