

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	20/03/2024
	Dernière Mise à jour :	30/07/2025
	Version :	2

	JERRICAN CARRE 5 L A LARGE OUVERTURE ROUGE STERILE
Référence	GJS05LRG
Matière	Polyéthylène haute densité. Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Dimensions	Base 128*189 mm Hauteur 189 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, inviolable
Diamètre d'ouverture	35 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge. Toutes les matières sont agréées contact alimentaire
Conditionnement	17 / carton.
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	3 ans à partir de la date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GJS05LRG

octobre 25