

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	29/10/2025 29/10/2025 1

	POT 125 ML INVIOLEABLE AN PP BLEU A ANSE AMOVIBLE BLEU STERILE
Référence	GLFA180BB
Description	Pot 180 ml gradué en PP bleu inviolable à anse amovible, stérile, sous sachet unitaire. Le pot peut être positionné horizontalement ou verticalement.
Volume	180 ml
Graduation	Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 1 à 5 oz
Matière	Pot en polypropylène bleu Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot bleu translucide, Anse bleue et Bouchon bleu
Dimension Pot	51*100 mm
Dimension Anse	307mm
Conditionnement	Boite de 135 pièces
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10 et 30 kGy
Traçabilité	Le pot et le sachet unitaire sont identifiés par un numéro de lot et une date de péremption.
Durée de vie (*conditions idéales de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GLFA180BB

octobre 25