
	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	16/06/2022 06/01/2026 3

	FLACON CARREE 500ML EN PP A LARGE OUVERTURE INVOLABLE ROUGE
Référence	GP00500RG
Matière	Polypropylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (TIPPLEN R660)
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 131 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Invivable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000, LD 1070MN18C, ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	180/carton
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GP00500RG

janvier 26