

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	16/06/2022
	Dernière Mise à jour :	06/01/2026
	Version :	3

	FLACON CARREE 1000ML EN PP A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE ROUGE STERILE
Référence	GPS01000RG
Matière	Polypropylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (TIPPLEN R660)
Dimensions	Base 94*76 mm Hauteur 101 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000, LD 1070MN18C, ROUGE PE 13001R)
Conditionnement	96/carton
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile (*condition idéales de stockage)	3 ans date de production*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GPS01000RG

janvier 26