

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	16/06/2022 06/01/2026 3

	FLACON CAREE 500ML EN PP A LARGE OUVERTURE INVIOLEABLE AVEC THIODULFATE DE SODIUM 20 MG/L
Référence	GPT05001RG
Matière	Polypropylène Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (TIPPLEN R660)
Dimensions	Base 76*76 mm Hauteur 189 mm
Type de fermeture	Auto-jointante, Inviolable
Diamètre d'ouverture	50 mm
Matière bouchon	Polyéthylène rouge Toutes les matières sont agréées contact alimentaire (HD KT10000, LD 1070MN18C, ROUGE PE 13001R)
Concentration	Solution de thiosulfate de sodium à 20 mg par litre soit 10 mg minimum dans 500 ml
Conditionnement	180/carton
Traçabilité	Le flacon est identifié par un numéro de lot et la référence du produit
Stérilisation	Stérilisation par ionisation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans date de stérilisation*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GPT05001RG

janvier 26