

|                                                                                   |                        |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHE TECHNIQUE</b> |                   |  |
|                                                                                   | Date de création :     | <b>18/12/2025</b> |                                                                                     |
|                                                                                   | Dernière Mise à jour : | <b>18/12/2025</b> |                                                                                     |
|                                                                                   | Version :              | <b>1</b>          |                                                                                     |

|                                                                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>POT DROIT 40ML AVEC BOUCHON STANDARD BLEU</b>                                                                      |
| <b>Référence</b>                                                                 | <b>GR00030BE</b>                                                                                                      |
| <b>Description</b>                                                               | POT DROIT 40ML<br>BOUCHON A VIS STANDARD BLEU                                                                         |
| <b>Volume</b>                                                                    | 40 ML                                                                                                                 |
| <b>Graduation</b>                                                                | Tous les 5 ml jusqu'à 30 ml                                                                                           |
| <b>Matière</b>                                                                   | Pot en polypropylène naturel<br>Bouchon en polyéthylène bleu<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire. |
| <b>Couleur</b>                                                                   | Pot naturel translucide, Bouchon bleu                                                                                 |
| <b>Diam. inférieur</b>                                                           | 28.2 mm                                                                                                               |
| <b>Diam. supérieur</b>                                                           | 29.1 mm                                                                                                               |
| <b>Hauteur sans bouchon</b>                                                      | 81 mm                                                                                                                 |
| <b>Hauteur avec bouchon</b>                                                      | 82 mm                                                                                                                 |
| <b>Conditionnement</b>                                                           | 700 pots/carton avec sursac                                                                                           |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR00030BE

septembre 26