

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	POT DROIT 60ML AVEC BOUCHON STANDARD BLEU
Référence	GR00060BE
Description	POT DROIT 60ML BOUCHON A VIS STANDARD BLEU
Volume	60 ML
Graduation	Tous les 5 ml jusqu'à 60 ml
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon bleu
Diam. inférieur	37.3 mm
Diam. supérieur	38.2 mm
Hauteur sans bouchon	63.3 mm
Hauteur avec bouchon	64.3 mm
Conditionnement	600 pots/carton avec sursac

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR00060BE

septembre 26