

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	11/02/2021 29/10/2025 3

	POT DROIT 80ML AVEC BOUCHON STANDARD BLANC
Référence	GR00080BA
Description	POT DROIT 80ML BOUCHON A VIS STANDARD BLANC
Volume	80 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 80ml ou de 0 à 2.5 oz
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène blanc haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon blanc
Diam. inférieur	51 mm
Diam. supérieur	53 mm
Hauteur sans bouchon	61 mm
Hauteur avec bouchon	69 mm
Conditionnement	500 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR00080BA

octobre 25