

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	29/06/2026
	Dernière Mise à jour :	29/06/2026
	Version :	1

iSample	POT DROIT 80ML AVEC BOUCHON STANDARD VERTE
Référence	GR00080VE
Description	POT DROIT 80ML BOUCHON A VIS STANDARD VERT
Volume	80 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 80ml ou de 0 à 2.5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide naturel (HJ45XI) Bouchon en polyéthylène blanc haute densité (HDPE KT 10000 UE +GREEN PE 13273 G) Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon vert
Diam. inférieur	51 mm
Diam. supérieur	53 mm
Hauteur sans bouchon	61 mm
Hauteur avec bouchon	69 mm
Conditionnement	500 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR00080VE

juin 26