



POT DROIT 125ML AVEC BOUCHON

Référence article	GRS0125BA	GRS0125BE	GRS0125BB	GRS0125RG
Description	POT DROIT STERILE 125ML BOUCHON A VIS STANDARD			
Volume	125 ml sous le pas de vis 160 ml volume total			
Graduation	De 20 ml à 120 ml et de 0 OZ à 40 OZ			
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.			
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	bleu	Rouge
Code couleur (pot)	naturel	naturel	bleu	naturel
Ø intérieur (mm)	51			
Hauteur (mm)	82			
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection			
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C			

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR00125BA-BB-RG-BE

novembre 24