

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	11/02/2021 29/10/2025 3

	POT DROIT 125ML TRANSLUCIDE BLEU AVEC BOUCHON STANDARD BLEU
Référence	GR00125BB
Description	POT DROIT 125ML TRANSLUCIDE BLEU BOUCHON A VIS STANDARD BLEU
Volume	125 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 110ml ou de 0 à 4.5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide bleu Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot bleu translucide, Bouchon bleu
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	82 mm
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR00125BB

octobre 25