

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	24/12/2020	
	Dernière Mise à jour :	02/12/2024	
	Version :	4	

		<u>POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON</u>		
Référence article	GR00180BA	GR00180BB	GR00180RG	GR00180BE
Description	POT DROIT 180ML BOUCHON A VIS AVEC BAGUE STANDARD			
Volume	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total			
Graduation	De 20 ml à 160 ml et de 0 OZ à 5 OZ			
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.			
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	rouge	bleu
Code couleur (pot)	naturel	bleu	naturel	naturel
Ø intérieur (mm)	51			
Hauteur (mm)	102			
Conditionnement	330 pots/carton			
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C			

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRS1180BA-BB-RG-BE

décembre 24