

|                                                                                   |                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
|  | <b>FICHE TECHNIQUE</b> |                   |
|                                                                                   | Date de création :     | <b>24/12/2020</b> |
|                                                                                   | Dernière Mise à jour : | <b>29/10/2025</b> |
|                                                                                   | Version :              | <b>5</b>          |

|                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON STANDARD BLANC</b>                                                                                       |
| <b>Référence</b>                                                                  | <b>GR00180BA</b>                                                                                                                         |
| <b>Description</b>                                                                | POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE<br>BOUCHON A VIS STANDARD BLANC                                                                              |
| <b>Volume</b>                                                                     | 180 ML                                                                                                                                   |
| <b>Graduation</b>                                                                 | Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz                                                                                             |
| <b>Matière</b>                                                                    | Pot en polypropylène translucide<br>Bouchon en polyéthylène blanc haute densité<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire. |
| <b>Couleur</b>                                                                    | Pot translucide, Bouchon blanc                                                                                                           |
| <b>Diam. intérieur</b>                                                            | 51 mm                                                                                                                                    |
| <b>Hauteur avec bouchon</b>                                                       | 102 mm                                                                                                                                   |
| <b>Conditionnement</b>                                                            | 330 pots/carton dans un sursac de protection                                                                                             |
| <b>Autre</b>                                                                      | Température d'utilisation -20° / +120°c                                                                                                  |
| <b>Traçabilité</b>                                                                | Le pot est identifié par un numéro de lot gravé                                                                                          |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT-GR00180BA

octobre 25