

|         |                        |                   |
|---------|------------------------|-------------------|
| iSample | <b>FICHE TECHNIQUE</b> |                   |
|         | Date de création :     | <b>24/12/2020</b> |
|         | Dernière Mise à jour : | <b>29/10/2025</b> |
|         | Version :              | 5                 |

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iSample                     | <b>POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BLEU AVEC BOUCHON STANDARD BLEU</b>                                                                           |
|                             |                                                                                                                                              |
| <b>Référence</b>            | <b>GR00180BB</b>                                                                                                                             |
| <b>Description</b>          | POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BLEU<br>BOUCHON A VIS STANDARD BLEU                                                                              |
| <b>Volume</b>               | 180 ML                                                                                                                                       |
| <b>Graduation</b>           | Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz                                                                                                 |
| <b>Matière</b>              | Pot en polypropylène translucide bleu<br>Bouchon en polyéthylène bleu haute densité<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire. |
| <b>Couleur</b>              | Pot bleu translucide, Bouchon bleu                                                                                                           |
| <b>Diam. intérieur</b>      | 51 mm                                                                                                                                        |
| <b>Hauteur avec bouchon</b> | 102 mm                                                                                                                                       |
| <b>Conditionnement</b>      | 330 pots/carton dans un sursac de protection                                                                                                 |
| <b>Autre</b>                | Température d'utilisation -20° / +120°c                                                                                                      |
| <b>Traçabilité</b>          | Le pot est identifié par un numéro de lot gravé                                                                                              |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR00180BB

octobre 25