

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	03/02/2022 29/10/2025 2

	POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON STANDARD ROSE
Référence	GR00180PK
Description	POT DROIT 180ML BOUCHON A VIS STANDARD ROSE
Volume	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total
Graduation	Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène rose haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon rose
Dimension Pot	51*102 mm
Conditionnement	330 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°C
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRSA080BB

octobre 25