

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	11/02/2021 29/10/2025 2

	POT DROIT 80ML TRANSLUCIDE BLEU AVEC BOUCHON INVIOLEABLE BLEU
Référence	GR01080BB
Description	POT DROIT 80ML TRANSLUCIDE BLEU BOUCHON A VIS INVIOLEABLE BLEU
Volume	80 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 80ml ou de 0 à 2.5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide bleu Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon blanc
Diam. inférieur	51 mm
Diam. supérieur	53 mm
Hauteur sans bouchon	61 mm
Hauteur avec bouchon	69 mm
Conditionnement	500 pots/carton
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR01080BB

octobre 25