

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	11/02/2021 29/10/2025 3

	POT DROIT 125ML AVEC BOUCHON INVOLABLE ROUGE
Référence	GR01125RG
Description	POT DROIT 125ML BOUCHON A VIS INVOLABLE ROUGE
Volume	125 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 110ml ou de 0 à 4.5 oz
Matière	Pot en polypropylène naturel Bouchon en polyéthylène rouge haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot naturel translucide, Bouchon rouge
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	82 mm
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR01125RG

octobre 25