

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	24/12/2020
	Dernière Mise à jour :	29/10/2025
	Version :	3

	POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BLEU AVEC BOUCHON INVIOLEABLE BLEU
Référence	GR01180BB
Description	POT DROIT 180ML TRANSLUCIDE BLEU BOUCHON A VIS INVIOLEABLE BLEU
Volume	180 ML
Graduation	Dans la masse de 20ml à 160ml ou de 0 à 5 oz
Matière	Pot en polypropylène translucide bleu Bouchon en polyéthylène bleu haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.
Couleur	Pot bleu translucide, Bouchon bleu
Diam. intérieur	51 mm
Hauteur avec bouchon	102 mm
Conditionnement	330 pots/carton dans un sursac de protection
Autre	Température d'utilisation -20° / +120°c
Traçabilité	Le pot est identifié par un numéro de lot gravé

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR01180BB

octobre 25