


PIPETTE SEROLOGIQUE

Marque iSample

Référence	GR10001
Volume (précision)	100 ML (± 2 % remplissage total)
Longueur	354 mm
Matériel	100 % Polystyrène vierge
Conditionnement	Sachet unitaire pelable stérile Papier/plastique Boite de 100
Stérilisation	Par irradiation
Détails	Non Pyrogénique, DNase et RNase free
Durée de vie	5 ans (date de fabrication)



Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.