

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	27/05/2021 27/08/2026 2

	ECOUVILLON STERILE	
Référence	GR112106	GR112107
Description	Ecouvillon stérile	
Matériel	Tube cap : plastique Tige : Bois Embout : Coton	Tube cap : plastique Tige : plastique Embout : Viscose
Dimensions	13x178 mm	
Détails	Non pyrogénique	
Stérilisation	EO stérilisation	
Conditionnement	3 ans date de fabrication*	
Durée de vie pour la version stérile (*conditions idéales de stockage)	Boîte de 1200	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GRLS5000RG

août 26