

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	TUBE A FOND ROND AVEC BOUCHON
Référence	GR112150
Matière	Polystyrène
Couleur tube	Translucide
Couleur bouchon	Rouge
Volume (ml)	5
Graduation	Non
Hauteur (mm)	75
Diamètre (mm)	13
Conditionnement	1500 tubes par carton
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112150

septembre 26