

iSample	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	18/03/2026
	Dernière Mise à jour :	18/03/2026
	Version :	1

iSample	BOITE DE PETRI 90MM HAUTEUR 16.2MM AVEC ERGOTS, NON STERILE	
Référence	GR112156	
Description	BOITE DE PETRI 90 MM HAUTEUR 16.2MM AVEC ERGOTS, NON STERILE	
Matière	Polystyrène cristal Certifié contact alimentaire	
Diamètre	90 mm	
Hauteur	16.2 mm	
Ergot	3	
Conditionnement	24 saches de 25 boites soit 600 boites par carton	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112156

mars 26