

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	BOITE DE PETRI 125*125 MM HAUTEUR 15 MM AVEC ERGOTS, NON STERILE
Référence	GR112157
Description	BOITE DE PETRIE 125*125 MM HAUTEUR 15 MM
Matière	POLYSTYRENE CRISTAL Certifié contact alimentaire
Couleur	TRANSLUCIDE
Diamètre	125*125 mm
Hauteur	15 mm
Ergot	4
Conditionnement	168 boites par carton

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112157

septembre 26