

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	BOITE DE PETRI 90 MM HAUTEUR 16.4 MM SANS ERGOTS, NON STERILE
Référence	GR223146
Description	BOITE DE PETRIE 90 MM HAUTEUR 16.4 MM
Matière	POLYSTYRENE CRISTAL Certifié contact alimentaire
Couleur	TRANSLUCIDE
Diamètre	90 mm
Hauteur	16.4 mm
Ergot	0
Conditionnement	25 saches de 20 boites soit 500 boites par carton

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR223146

septembre 26