

|  | FICHE TECHNIQUE        |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Date de création :     | 09/09/2026 |                                                                                     |
|                                                                                   | Dernière Mise à jour : | 09/09/2026 |                                                                                     |
|                                                                                   | Version :              | 1          |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>POT ROND 1180ML PP CAPE A PRESSION, POTS ET CAPES SEPARES</b>                  |
|                                                                                   |                                                                                   |
| <b>Référence</b>                                                                  | <b>GR24415</b>                                                                    |
| <b>Matière</b>                                                                    | Polypropylène transparent<br>Toutes les matières sont agréées contact alimentaire |
| <b>Dimensions</b>                                                                 | DIAM X H mm<br>133 x 130                                                          |
| <b>Type fermeture</b>                                                             | Cape à pression inviolable                                                        |
| <b>Couleur</b>                                                                    | Pot et cape naturel, transparent.                                                 |
| <b>Volume</b>                                                                     | 1180 ml                                                                           |
| <b>Conditionnement</b>                                                            | 180/carton                                                                        |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR24415

septembre 26