

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	27/04/2026
	Dernière Mise à jour :	27/04/2026
	Version :	1

	Pot PP carré à cape à pression Grosseron Collection
Référence	GR24417

Material:	type:	PP	Weight:	10,7 gr (+/- 10%)	
	raw material:	RCP-2	Average wall thickness:	0,47 mm (+/- 10 %)	
Content:			Container:		
	nominal:	150 ml	Length:	79,43 mm	
	brimfull:	180 ml	Width:	79,43 mm	
			Height:	40,41 mm	
	under lid*:	157 ml			
Colour:	transparent		Lid:	Length:	77,5 mm
Surface/volume ratio:	10,73 dm ² /l dm ² /L			Width:	77,5 mm
				Height:	5,0 mm

PACKAGING

Primary:

Blue bag for TP/TPS/Tray/... - last stack in green bag

in primary packaging: 726 pièce(s)

Weight: 7779,68 gr

Secondary:

Carton DECA TPS

primary in secondary packaging: 1 pièce(s)

Weight: 8585,68 gr

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR24417

avril 26