




<p>Grosseron Collection</p>	<p>CAPSULE POUR EXTRAIT SEC</p>
	
<p>Référence article</p>	<p>GR24436</p>
<p>Volume</p>	<p>130mL</p>
<p>Matériel</p>	<p>Pot en polypropylène</p>
<p>Hauteur (mm)</p>	<p>43.5</p>
<p>Diamètre (mm)</p>	<p>77</p>
<p>Durée de vie (* condition idéale de stockage)</p>	<p>1 an</p>
<p>Conditionnement</p>	<p>Boite de 2000</p>

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.