

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	17/09/2026	
	Dernière Mise à jour :	17/09/2026	
	Version :	1	

	ENSEMENCEUR A USAGE UNIQUE
Référence	GR50110
Description	Ose 1 µl
Matière	Polystyrène Certifié contact alimentaire
Couleur	Bleue
Volume (µl)	10 µl
Longueur	226 mm
Conditionnement	500 sachets de 1 pièce soit 500 par boîte
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta Témoin de stérilisation sur chaque carton
Durée de vie (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR50110

septembre 26