

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création : Dernière Mise à jour : Version :	16/06/2022 29/10/2025 2

	SACS DE BROYAGE SANS FILTRE 400 ML S/S 50
Référence	GR50150
Matière	Polyéthylène
Dimensions	190*285 MM Epaisseur 0.07 mm
Couleur	Transparent
Conditionnement	50 sacs par sachet, 20 sachets par carton soit 1000 sacs
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans à partir de la date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR50150

octobre 25