

|                                                                                   |                        |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHE TECHNIQUE</b> |                   |  |
|                                                                                   | Date de création :     | <b>17/09/2026</b> |                                                                                     |
|                                                                                   | Dernière Mise à jour : | <b>17/09/2026</b> |                                                                                     |
|                                                                                   | Version :              | <b>1</b>          |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ENSEMENCEUR A USAGE UNIQUE</b>                                            |
|                                                                                   |                                                                              |
| <b>Référence</b>                                                                  | <b>GR51020</b>                                                               |
| <b>Description</b>                                                                | Ose 10 µl                                                                    |
| <b>Matière</b>                                                                    | Polystyrène<br>Certifié contact alimentaire                                  |
| <b>Couleur</b>                                                                    | Bleue                                                                        |
| <b>Volume (µl)</b>                                                                | 10µl                                                                         |
| <b>Longueur</b>                                                                   | 226 mm                                                                       |
| <b>Conditionnement</b>                                                            | 25 sachets de 20 pièces soit 500 par boîte                                   |
| <b>Stérilisation</b>                                                              | Ionisation par rayonnement bêta<br>Témoin de stérilisation sur chaque carton |
| <b>Durée de vie</b><br>(* condition idéale de stockage)                           | 3 ans date de fabrication*                                                   |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GR51020

septembre 26