

	FICHE TECHNIQUE	
	Date de création :	29/10/2025
	Dernière Mise à jour :	
	Version :	1

	SACS DE BROYAGE SANS FILTRE 3500 ML S/S 25
Référence	GR60160
Matière	Polyéthylène
Dimensions	380*600 MM Epaisseur 0.07 mm
Couleur	Transparent
Conditionnement	25 sacs par sachet, 20 sachets par carton soit 500 sacs
Stérilisation	Par irradiation
Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i>	3 ans à partir de la date de fabrication*

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR60160

octobre 25