

	FICHE TECHNIQUE		
	Date de création :	24/01/2025	
	Dernière Mise à jour :	24/01/2025	
	Version :	1	

	SACS AUTOCLAVABLE 33 L PEHD 600*780 MM EN ROULEAU DE 25
Référence	GR70033
Matière	PEHD
Dimensions	600 x 780 mm Resistance à 121°C
Couleur	Transparent imprimé BIOHAZARD
Conditionnement	25 sacs par rouleau, 10 rouleaux par carton soit 250 sacs par carton

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR70033

janvier 25