

FICHE TECHNIQUE

**PIPETTE COTONNEE GRADUEE A USAGE UNIQUE
POLYSTYRENE, STERILE, 1ML EMBALLAGE UNITAIRE**

GR90101

Matière

Polystyrène vierge haute densité

Impression

Oui avec précision de +/- 1% du volume nominal
Graduation négative -0.2 ml

Longueur

279 mm

Conditionnement

1000 par carton

Sous conditionnement

1000 sachets unitaires regroupés par 50

Stérilisation

Stérilisation par rayonnement Gamma suivant la norme ISO 11137 à SAL 10⁻⁶.

Durée de validité de la stérilisation

5 ans à date de fabrication

Complément

Fabrication selon le standard de qualité ISO 9001 et réalisée dans des conditions permettant d'assurer à l'utilisateur une précision de +/- 1% du volume nominal.

Code couleur normalisé selon les volumes.

Numéro de lot sur chaque carton.