

FICHE TECHNIQUE

**PIPETTE COTONNEE GRADUEE A USAGE UNIQUE
POLYSTYRENE, STERILE, 10ML EMBALLAGE UNITAIRE**

GR90110

Matière

Polystyrène vierge haute densité

Impression

Oui avec précision de +/- 1% du volume nominal
Graduation négative -3.0 ml

Longueur

333 mm

Conditionnement

500 par carton

Sous conditionnement

20 sachets unitaires de 25 pièces

Stérilisation

Stérilisation par rayonnement Gamma suivant la norme ISO 11137 à SAL 10⁻⁶.

Durée de validité de la stérilisation

5 ans à date de fabrication

Complément

Fabrication selon le standard de qualité ISO 9001 et réalisée dans des conditions permettant d'assurer à l'utilisateur une précision de +/- 1% du volume nominal.

Code couleur normalisé selon les volumes.

Numéro de lot sur chaque carton.